



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отличительной особенностью нашей компании является возможность предоставить нашим партнерам не только качественные медицинские изделия, но и помощь в правильном подборе ИМН, готовим коммерческие предложения и техгические задания, помогаем с подбором КТРУ и ОКПД2.



г. Киров,
ул. Дзержинского,
д. 6, пом.1017



Altarim.ru
info@altarim.ru



8(8332)46-41-31

ИГЛЫ ГУБЕРА

НАЗНАЧЕНИЕ

Иглы Губера предназначены для безопасного забора и переливания крови, проведения химиотерапии, болюсных инъекций через имплантируемые порт-системы.

Особая заточка среза и форма длинного острия иглы для безболезненного прохождения через кожу и силиконовую мембрану порт-системы без ее повреждения. Иглы без силиконового покрытия для сведения к минимуму риск «обратного выхода» из мембраны порта.

Широкий размерный ряд и различные конструктивные модификации для проведения инъекций и инфузий через различные типы порт-систем

ИГЛЫ ГУБЕРА ПРЯМЫЕ

- Трубка иглы и срез из высококачественной нержавеющей стали для обеспечения безопасного проникновения в силиконовую мембрану порта.

- Цветовая кодировка павильона в зависимости от диаметра иглы для удобной идентификации размера.



ИГЛЫ ГУБЕРА ИЗОГНУТЫЕ

Используются для непродолжительных инфузий.

- Трубка иглы и срез из высококачественной нержавеющей стали для обеспечения безопасного проникновения в силиконовую мембрану порта.

- Цветовая кодировка павильона в зависимости от диаметра иглы для удобной идентификации размера.



НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Киров, ул. Дзержинского, д.6, пом.1017
Altarim.ru
info@altarim.ru
8(8332)46-41-31

ИГЛЫ ГУБЕРА ИЗОГНУТЫЕ С КРЫЛЬЯМИ И УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ

Используются для длительных инфузий.

- Трубка иглы и срез из высококачественной нержавеющей стали для обеспечения безопасного проникновения в силиконовую мембрану порта.
- Мягкие крылья для надежного закрепления иглы на мембране порт-системы.
- Цветовая кодировка крыльев в зависимости от диаметра иглы для удобной идентификации размера.
- Трубка-удлиннитель с зажимом для удобной работы одной рукой.
- Модификации с дополнительным Y-портом для возможности дополнительного вливания лекарственных средств.



ИГЛЫ ГУБЕРА БЕЗОПАСНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ С КРЫЛЬЯМИ И УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ

Используются для длительных инфузий.

- Трубка иглы и срез из высококачественной нержавеющей стали для обеспечения безопасного проникновения в силиконовую мембрану порта.
- Особый механизм защиты пользователя иглы для исключения риска повторного ее использования и укола после извлечения.
- Трубка-удлиннитель с зажимом для удобной работы одной рукой.
- Цветовая кодировка зажима в зависимости от диаметра иглы для удобной идентификации размера.



НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Киров, ул. Дзержинского, д.6, пом.1017
 Altarim.ru
 info@altarim.ru
 8(8332)46-41-31