




УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отличительной особенностью нашей компании является возможность предоставить нашим партнерам не только качественные медицинские изделия, но и помощь в правильном подборе ИМН, готовим коммерческие предложения и технические задания, помогаем с подбором КТРУ и ОКПД2.

 г. Киров,
ул. Дзержинского,
д. 6, пом. 1017

 Altarim.ru
info@altarim.ru

 8(8332)46-41-31

ЖГУТ ВЕНОЗНЫЙ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Жгут кровоостанавливающий используется для ограничения циркуляции венозной крови при проведении внутривенных манипуляций, таких как взятие крови или проведение внутривенных инъекций. Предназначен для кратковременного использования.

- Состоит из эластичной ленты, выполненной из нейлона и латекса, и пластикового фиксирующего механизма с кнопкой и защелкой для удобного затягивания, крепления и снятия жгута одной рукой
- Резинотканевая лента не травмирует кожу, снижает вероятность закупорки, застоя и повреждения сосудов



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

- Лента из нейлона и латекса оказывает умеренное давление и не травмирует кожу
- Удобный механизм-защелка позволяет регулировать степень компрессии
- Комфортны и просты в применении
- Нестерильные, для многократного использования



Жгут венозный кровоостанавливающий взрослый



Жгут венозный кровоостанавливающий детский