




УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отличительной особенностью нашей компании является возможность предоставить нашим партнерам не только качественные медицинские изделия, но и помощь в правильном подборе ИМН, готовим коммерческие предложения и технические задания, помогаем с подбором КТРУ и ОКПД2.

 г. Киров,
ул. Дзержинского,
д. 6, пом. 1017

 Altarim.ru
info@altarim.ru

 8(8332)46-41-31

ФЕТАЛЬНЫЕ ДОППЛЕРЫ

Фетальный доплер – это специальное устройство, основной функцией которого является обработка и передача ультразвуковых волн, получаемых от исследуемых внутренних органов. Частота ультразвукового сигнала колеблется в пределах от 2,0 до 3,0 МГц.



ОСОБЕННОСТИ

Принцип действия фетального доплера аналогичен аппарату УЗИ, но только для беременных. Его задача оценить состояние ребенка, правильность работы его сердечно-сосудистой системы. А именно:

- Частоту и ритмичность сердцебиения плода
- Уровень кровоснабжения через пуповину матери
- Степень насыщения кислородом матки
- Интенсивность пульсации плаценты

Своевременный мониторинг состояния ребенка позволит рано выявить риск развития потенциальных патологий, предупредить замирание плода, успокоить чересчур беспокойных матерей.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Компактное, переносное устройство с ЖК-монитором
- Работает в диапазоне от 50 до 240 ударов в минуту
- Имеет номинальную частоту 2,0 МГц
- Потребляет не больше 0,8 Вт

Устройство абсолютно безопасно для матери и малыша. Поэтому частота его применения не регламентирована.

г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017
Altarim.ru
info@altarim.ru
8(8332)46-41-31