

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отличительной особенностью нашей компании является возможность предоставить нашим партнерам не только качественные медицинские изделия, но и помощь в правильном подборе ИМН, готовим коммерческие предложения и технические задания, помогаем с подбором КТРУ и ОКПД2.



г. Киров,
ул. Дзержинского,
д. 6, пом. 1017



Altarim.ru
info@altarim.ru




8(8332)46-41-31

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ


ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЭКЗТ-01-«Р-Д»

Новое поколение одно-трехканального электрокардиографа.


Используется везде, где необходим электрокардиограф — от врача частной практики до крупных больниц, машин скорой помощи и санавиации. Имеется возможность комплектации прибора различными интерфейсами для подключения к больничной сети и передачи ЭКГ на центральный кардиопульт.



- Встроенный автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте
- Разъем USB для подключения к компьютеру
- Режим записи и печати одного или трех отведений ритма
- Возможность одновременного просмотра 12 отведений ЭКГ в 2 столбца на цветном TFT дисплее
- Автоматический старт записи при обнаружении аритмии
- Режим проб (периодическая печать)
- Ввод и печать данных пациента
- Настройка всех параметров для каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей)
- Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции
- Интерфейсы LAN или Wi-Fi для включения кардиографа в больничную компьютерную сеть (опция)
- Подключение внешнего лазерного принтера, клавиатуры и сканера штрих-кодов через встроенный USB порт (опция)
- Возможность снятия ЭКГ с детей (опция)
- Расширенные возможности анализа с синдромальными заключениями с встроенным ПО анализа ЭКГ покоя «ArMaSoft» (опция)
- Вывод информации на ПК и анализ с синдромальными заключениями с программным модулем Анализа ЭКГ покоя «ArMaSoft-12-Cardio» (опция)
- Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция)
- Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб (опция)



г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017
Altarim.ru
info@altarim.ru
8(8332)46-41-31



ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЭК12Т-01-«Р-Д»/141

Электрокардиограф предназначен для проведения электрокардиографических обследований по типовым методикам Министерства Здравоохранения РФ:

- В отделениях функциональной диагностики, кардиологии и интенсивной терапии стационаров;
- В кабинетах функциональной диагностики поликлиник и медикосанитарных частей;
- В автомобилях скорой медицинской помощи с возможностью беспроводной gsm передачи экг на удаленный кардиопульт;
- В частной медицинской практике.



- Возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере
- Автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет экономить бумагу
- Возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4
- Возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа
- Автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных заключений (опция)
- Режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.
- Возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ
- Возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов
- Возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия
- Режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца
- Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура
- Наличие манипулятора упрощает работу с прибором
- Настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей)
- Возможность подключения стандартной клавиатуры для упрощения ввода данных
- Печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками
- Вывод информации на ПК с программными модулями регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ Ревю» или анализа ЭКГ покоя «armasoft-12-Cardio», в реальном времени с внутренней памяти и через внешнюю Flash карту
- Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция)
- Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры
- Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции
- Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб
- Возможность снятия ЭКГ с детей (опция)




ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ


ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЭК12Т-01-«Р-Д»/260 С БУМАГОЙ ФОРМАТА А4

Новое поколение одно-трехканального электрокардиографа.

Используется везде, где необходим электрокардиограф — от врача частной практики до крупных больниц, машин скорой помощи и санавиации. Имеется возможность комплектации прибора различными интерфейсами для подключения к больничной сети и передачи ЭКГ на центральный кардиопульт.



- Встроенный автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте
- Разъем USB для подключения к компьютеру
- Режим записи и печати одного или трех отведений ритма
- Возможность одновременного просмотра 12 отведений ЭКГ в 2 столбца на цветном TFT дисплее
- Автоматический старт записи при обнаружении аритмии
- Режим проб (периодическая печать)
- Ввод и печать данных пациента
- Настройка всех параметров для каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей)
- Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции
- Интерфейсы LAN или Wi-Fi для включения кардиографа в больничную компьютерную сеть (опция)
- Подключение внешнего лазерного принтера, клавиатуры и сканера штрих-кодов через встроенный USB порт (опция)
- Возможность снятия ЭКГ с детей (опция)
- Расширенные возможности анализа с синдромальными заключениями с встроенным ПО анализа ЭКГ покоя «ArMaSoft» (опция)
- Вывод информации на ПК и анализ с синдромальными заключениями с программным модулем Анализа ЭКГ покоя «ArMaSoft-12-Cardio» (опция)
- Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция)
- Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб (опция)



г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017
Altarim.ru
info@altarim.ru
8(8332)46-41-31