




УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отличительной особенностью нашей компании является возможность предоставить нашим партнерам не только качественные медицинские изделия, но и помощь в правильном подборе ИМН, готовим коммерческие предложения и технические задания, помогаем с подбором КТРУ и ОКПД2.

 г. Киров,
ул. Дзержинского,
д. 6, пом. 1017

 Altarim.ru
info@altarim.ru

 8(8332)46-41-31

ВОЗДУХОВОДЫ:

Орофарингеальные и назофарингеальные

ВОЗДУХОВОД ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ ГВЕДЕЛА

Используются для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей у пациентов при неотложных состояниях или в состоянии глубокой седации.

- Анатомический изгиб не допускает западения языка в дыхательные пути;
- Гладкая поверхность воздуховода исключает травматизацию слизистой оболочки.



ВОЗДУХОВОД ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ БЕРМАНА

- Гладкая поверхность воздуховода исключает травматизацию слизистой оболочки;
- Двухканальная конструкция позволяет вводить аспирационный катетер или желудочный зонд для эвакуации содержимого в случае его застоя, при этом не препятствуя свободному прохождению воздуха.



ВОЗДУХОВОД НАЗОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ

Используются для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей у пациентов во время реанимационных мероприятий или в состояниях, когда введение орофарингеальных воздуховодов невозможно.

- Гладкая поверхность воздуховода исключает травматизацию слизистой оболочки;
- Закругленные края для безопасного введения.



НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017
Altarim.ru, info@altarim.ru
8(8332)46-41-31