



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отличительной особенностью нашей компании является возможность предоставить нашим партнерам не только качественные медицинские изделия, но и помощь в правильном подборе ИМН, готовим коммерческие предложения и технические задания, помогаем с подбором КТРУ и ОКПД2.



г. Киров,
ул. Дзержинского,
д. 6, пом. 1017



Altarim.ru
info@altarim.ru



8(8332)46-41-31

НАБОРЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ:

С мешком, без мешка, с контейнером, с насосом

НАЗНАЧЕНИЕ

Энтеральное питание - это способ нутритивной поддержки с помощью введения специальных смесей непосредственно в желудочно-кишечный тракт. Наиболее часто для осуществления данного способа применяются наборы для введения энтерального питания, так как они дают возможность равномерного поступления смеси в ЖКТ, контроля скорости ее введения и не требуют перманентного участия медицинского персонала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлены из прозрачных, нетоксичных материалов для легкого визуального контроля смеси;
- Доступны объемы 500 мл, 800 мл, 1000 мл, 1200 мл, 1500 мл для наборов с мешком и 600 мл для набора с контейнером;
- Кольцо для фиксации мешка системы на стойке;
- Карман для термоконтнера на задней стенке мешка;
- Приводная трубка и камера визуального контроля изготовлены из прозрачного ПВХ;
- На трубке изделий имеются зажимы для максимально точного дозирования и регулирования скорости введения питательной смеси;
- Выходное отверстие на дне изделия, позволяет осуществить полное опорожнение мешка или контейнера для питательной смеси;
- На трубку изделий надета бумажная карточка, содержащая информацию о дате и времени начала использования набора.

ВИДЫ



НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017
Altarim.ru, info@altarim.ru
8(8332)46-41-31

