




УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Наша компания сотрудничает со многими производителями медицинского оборудования, наши специалисты смогут подобрать оптимальные варианты исходя из ваших запросов

 г. Киров,
ул. Дзержинского,
д. 6, пом. 1017

 Altarim.ru
info@altarim.ru

 8(8332)46-41-31

ДРЕНИРОВАНИЕ РАН:

Трубки дренажные медицинские

КРУГЛАЯ С ПАЗАМИ

- Высококачественный мягкий силикон;
- 4 непрерывных дренирующих канала;
- Не деформируются и не повреждаются;
- Имеют отметку для удобства расположения в ране на расстоянии 5 см до пазов;
- Рентгенконтрастная линия по всей длине;
- Поставляются со сгибаемым стилетом, несгибаемым стилетом и без стилета.



ПЛОСКАЯ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

- Рабочая перфорированная часть выполнена из полимера;
- Внутренняя поверхность трубки оснащена 2-3 зубцами по всей длине;
- Не деформируется и не повреждается;
- Не врастает в ткани и может быть использована для длительного дренирования послеоперационных ран;
- Поставляется со стилетом и без.



ТОРАКАЛЬНЫЙ ТРОАКАР КАТЕТЕР СО СТИЛЕТОМ

- Выполнен из высококачественного ПВХ;
- Жесткий стилет из алюминия;
- Маркировка длины и размера на катетере;
- Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки и на дистальном конце;
- Стерилизация оксидом этилена, для одноразового использования.



ДВУХПРОСВЕТНАЯ

- Материал исполнения трубки ПВХ;
- Дополнительный промывной канал дает возможность вводить растворы в рану для лучшего оттока по основному каналу, а защитный колпачок обеспечивает герметичность;
- Рабочая часть представлена перфорацией.

КЕРА, ИЗ СИЛИКОНА ИЛИ ЛАТЕКСА

- Из высококачественных материалов;
- Сохраняют эластичность и форму;
- Имеет Т-образную форму;
- Рентгенконтрастная линия по всей длине силиконовых трубок;
- Стерилизация оксидом этилена, для одноразового использования.



НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017
Altarim.ru, info@altarim.ru
8(8332)46-41-31